



CEA DENT

PRODUKTY DENTYSTYCZNE

Doskonałość obrazu

Wysoki kontrast i rozdzielczość

Trwałe kasety plastikowe

Miękkie opakowanie

Trwałe i niezawodne odczynniki

Wywoływarki do filmów



CEADENT

Poprzez CEADENT proponujemy zestaw produktów specjalnie przystosowanych do potrzeb dentystycznych.

PANORAMICZNE I CEFALOMETRYCZNE FILMY RTG

- Wysoka i trwała jakość
- Wysoka rozdzielność
- Niskie zadymienie
- Współpracują ze wszystkimi rodzajami wywoływarek

EKRANY WZMACNIAJĄCE

Ekran CEA daje optymalną jakość obrazu przy zachowaniu najwyższej rozdzielności obrazu i najniższej dozy naświetlania pod warunkiem odpowiedniego dobrania zestawu ekran/film.

KOMBINACJA FILM-EKRAN

Filmy CEA czułe na światło zielone z zielono emitującymi ekranami			
	CEA G Fine Szybkość 100*	CEA G Medium Szybkość 200*	CEA G Regular Szybkość 400*
CEA DG Film wysoko kontrastowy	Wysoka rozdzielczość obrazu i wysoki kontrast	Średnia rozdzielczość obrazu i wysoki kontrast	Wysoka szybkość i wysoki kontrast
CEA DG L Średni kontrast i szeroka strefa czasu ekspozycji	Wysoka rozdzielczość obrazu i szeroka strefa czasu ekspozycji	Średnia rozdzielczość obrazu i szeroka strefa czasu ekspozycji	Wysoka szybkość i szeroka strefa czasu ekspozycji

* Ekran z ziem rzadkich

Filmy CEA czułe na światło niebieskie z niebiesko emitującymi ekranami				
	CEA B Detail** Szybkość 80	CEA B Par** Szybkość 100	CEA B High Plus** Szybkość 200	CEA B 400** Szybkość 400
CEA DB Film wysoko kontrastowy	Niska szybkość, wysoka rozdzielczość i kontrast	Niska szybkość, wysoka rozdzielczość i kontrast	Średnia szybkość i rozdzielczość przy wysokim kontraście	Wysoka szybkość i średnia rozdzielczość przy wysokim kontraście

* Materiał emitujący – ziemie rzadkie ** Materiał emitujący calcium tungstate

KASETY CEA TO DOSKONAŁY KONTAKT MIĘDZY FILMEM I EKRANEM, TRWAŁOŚĆ I LEKKA WAGA

Kasety CEA są wytrzymałe, lekkie i wykonane z twardego plastiku.

Kasety są dostępne z okienkiem identyfikacyjnym lub bez okienka (typ US lub EUR).

Doskonały kontakt pomiędzy filmem i ekranem otrzymuje się przy pomocy magnetycznego przyciągania pomiędzy magnetyzowaną kauczukową wyściółką a stalową folią.

Dostępne są również kasety aluminiowe.



ŚRODKI CHEMICZNE DO WYWOŁYWANIA

Wywoływacz CEAROLL* jest specjalnie przeznaczony do wywoływania wszystkich typów filmów RTG w wywoływarkach automatycznych.

Wywoływacz jest wolny od glutaraldehydu.

Do wywoływania ręcznego jest używany wywoływacz CEADENT.

CEAFIX** to utrwalacz, który może być używany zarówno do automatycznej jak i ręcznej obróbki. Kiedy jest używany w wywoływarkach automatycznych, musi być dodany utwardzacz CEADUR.



* CEAROLL jest dostępny w opakowaniach 2 x 20 litrów i 2 x 5 litrów gotowego roztworu.

** CEAFIX z CEADUR do procesorów jest dostępny w opakowaniach 2 x 25 litrów, 2 x 20 litrów i 2 x 5 litrów roztworu.

KOPIOWANIE FILMÓW RADIOGRAFICZNYCH

CEA DUP pokryty jest jednostronnie emulsją o niebieskim podłożu i pozwala na robienie kopii filmów radiograficznych nie różniących się od oryginału. Szybkość, kontrast i gęstość jest tak dobrana aby zapewnić najlepszą wartość diagnostyczną.



WYWOŁYWARKA AUTOMATYCZNA CEAPRO

- Prosta w instalacji
- Prosta w użyciu
- Szybkie i niezawodne wywoływanie



OŚWIETLENIE CIEMNI

Oświetlenie ciemni powinno być czerwone. Zaleca się stosowanie EncapSulite R20, GBX-2 lub podobnych.



FILM DENTYSTYCZNY CEADENT

jest specjalnie skonstruowany dla zapewnienia optymalnej jakości obrazu jak i dozy naświetlania.

Opakowanie

Filmy dla dorosłych są pakowane w winylowe miękkie opakowanie, łatwe do otwarcia.

Filmy dla dzieci z zaokrąglonymi rogami.



Specyfikacja

Filmy są przekładane czarnym papierem i folią ołowianą.

Posiadają także oznaczenie wskazujące stronę, w którą należy ustawić w kierunku lampy rentgenowskiej.

Wielkość

CEA DI, wielkość 2 (dla dorosłych), 31 x 41 mm,
miękkie winylowe opakowanie, 150 filmów/pakiet

CEA DI, wielkość 0 (dla dzieci), 22 x 35 mm,
100 filmów/pakiet

CEA AB posiada certyfikat jakości ISO 9002



CEA AB

Box 174
S-645 23 Strängnäs Sweden
Tel. +46 (0) 152-227 00
Telefax +46 (0) 152-156 65

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
33-300 Nowy Sącz, ul. Jamnicka 79c
tel. +48 18 441 12 62, fax +48 18 547 47 11, tel. kom. 0602 776 273
e-mail: hefard@kki.pl, www.hefard.nu