



CEA ID Camera

- *Wyświetla dane pacjenta*
- *Przeznaczona dla większości kaset z okienkiem*
- *Przeznaczona dla kaset ze standardem EUR i US*

Kamera ID nanosi na film dane pacjenta, czas zrobienia zdjęcia oraz datę.

Kamera pracuje w świetle dziennym z kasetami CEA i większością kaset z okienkiem w standardzie EUR i US.

Regulacja kontrastu umożliwia współpracę kamery z filmami RTG o różnej czułości.

Kamera ID jest bardzo prosta w obsłudze. Należy umieścić kartę EDV zawierającą dane pacjenta do kamery i wsunąć kasety z filmem do otworu. Expozycja następuje automatycznie.

Parametry techniczne

Wymiary

Długość	40 cm
Szerokość	33 cm
Wysokość	34 cm

Waga	10,5 kg
-------------	---------

Czas ekspozycji	2 s.
------------------------	------

Rozmiary karty

Karta standardowa	82,6 x 187,5 mm
Najmniejsza karta	82,6 x 140,0 mm
Grubość karty	0,2-0,5 mm

Karta

EUR rozmiar	72 x 19 mm
US rozmiar	72 x 31,7 mm

Film

EUR rozmiar	53,5 x 13,8 mm
US rozmiar	53,5 x 23,5 mm

Zasilanie

Napięcie	220-240 V
Częstotliwość	50 lub 60 Hz
Moc	20 W

Wymogi bezpieczeństwa

Klauzula 73/23/EEC



CEA AB

Box 174
S-645 23 Strängnäs, Sweden
Tel. +46 (0) 152-227 00
Telefax +46 (0) 152-156 65

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE

HEFARD PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
33-300 Nowy Sącz, ul. Jamnicka 79c
tel. +48 18 441 12 62, fax +48 18 547 47 11, tel. kom. 0602 776 273
e-mail: hefard@kki.pl, www.hefard.nu